



## ИНСТРУМЕНТЫ для группы продуктов АктиваСкрю

	Диаметр винта (мм)			
Диаметр резьбы	2	2,7	3,5	4,5
	Диаметр сверла и метчика (мм)			
Сверло	1,5	2	2,5	3,2
Метчик (АО)	2.0	2.7	3.5	4.5
Зенковка	Для 2.0	Для 2.7	Для 3.5	Для 4.5
Тип отвертки	2,5 HEX	2,5 HEX	2,5 HEX	3,5 HEX
+ муфта	Для 2,7 мм	Для 2,7 мм	Для 3,5 мм	Для 3,5 мм