

Инструменты для группы продуктов АктиваСкрю Канюлированные

	Диаметр Винта (мм)		
Диаметр резьбы	3,5	4	4,5
Спица Киршнера	1,25	1,6	1,6
Сверло	2,7	3,2	3,5
Метчик	3,5	4	4,5
Зенковка	Для 4,5 мм	Для 4,5 мм	Для 4,5 мм
Тип отвертки	2,5 HEX	3,5 HEX	3,5 HEX
+муфта	Для 3,5 мм	Для 4,5 мм	Для 4,5 мм